



## PASTA DO POLEROWANIA B100 – ONE STEP

Pasta do polerowania BOLL B100 jest to najwyższej jakości produkt służący do polerowania różnego rodzaju powierzchni. Dzięki swojej recepturze może być stosowana jako produkt jednozabiegowy gwarantujący całkowite usunięcie głębokich rys oraz uzyskanie bardzo wysokiego połysku. Odpowiednia dla wszystkich rodzajów zarówno świeżych jak i starych lakierów.

### Sposób użycia:

Nanieść niewielką ilość pasty na właściwie dobraną gąbkę polerską zamocowaną na urządzeniu polerskim. Następnie za pomocą gąbki rozprowadzić pastę na fragmencie danego elementu i rozpocząć polerowanie zaczynając od najniższych obrotów. Stopniowo można zwiększać obroty maszyny polerującej, pamiętając aby nie przekraczać 2 000 obrotów/min. Produkt ten może być również stosowany przy użyciu ręcznym. Najlepszy efekt można uzyskać w połączeniu z pastą BOLL B200.

### Właściwości fizyczne:

kolor:	biały
gęstość:	1,05kg/l
baza:	wodna
zastosowanie:	maszynowe/ręczne
sugerowane gąbki:	niebieska, biała, żółta, pomarańczowa
przechowywanie:	15-25°C

### **Nie stosować na nagrzanym elementach !!!**



### **Uwagi:**

*Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.*